



実験容器展開図 1


白板紙製の実験容器展開図の作成（改訂版）



2行2列型



2行3列型




2行4列型


- ・ 切り目を実線、谷折り（折り目）を点線で描く。
- ・ 切り目、折り目を入れ、四隅をクリップで固定して実験容器を完成させ、細実線の正方形内にキャップを置く。
- ・ ウェル上の数字より、キャップの位置を特定できる。
- ・ A4版白板紙に印刷。

実験容器展開図 2


白板紙製の実験容器展開図の作成（英語版）



2行2列型



2行3列型



2行4列型

- ・ 海外でも活用できるように、英語版も作成。